

補綴指示書

医院名 ディタ歯科医院 担当医 出井田 三男

患者名 山田 華子 カルテNo. 0121234 年齢/性別 25 男 女

記入日 2020 年 11 月 1 日 (日) セット日 2020 年 11 月 15 日 (日) 15 時 30 分

部位

8	7	6	5	<u>4</u>	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

提供素材 3D スキャン 印象 対合 バイト スタモ 他 ()

補綴物

単冠 / 連結 ネジどめ / セメンティング

ジルコニア (ステイン) In Cr ラミネート

ジルコニア (レアリング) Cr ラミネート

e.max (ステイン) In Cr ラミネート

e.max (レアリング) Cr ラミネート

プロビジョナル (PMMA)

ハイブリッドレジン Cr

メタルボンド (セミプレ) Cr

メタル In Cr (20k 白金加金 パラ)

ステント・スプリント類 (3D プリント)

カスタムアパットメント (CAD) チタン ジルコニア

保険 Cad/cam 冠

CAD 診断設計データ

3D プリント模型 上 下

シェード



インプラント

メーカー:

種類:

サイズ:

備考

補綴指示書

医院名 ディタ歯科医院 担当医 出井田 三男

患者名 山田 華子 カルテNo. 0121234 年齢/性別 25 男 女

記入日 2020 年 11 月 1 日 (日) セット日 2020 年 11 月 15 日 (日) 15 時 30 分

部位

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	<u>△6</u>	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	△6	7	8

提供素材 3D スキャン 印象 対合 バイト スタモ 他 ()

補綴物

単冠 / 連結 ネジどめ / セメンティング

ジルコニア (ステイン) In Cr ラミネート

ジルコニア (レアリング) Cr ラミネート

e.max (ステイン) In Cr ラミネート

e.max (レアリング) Cr ラミネート

プロビジョナル (PMMA)

ハイブリッドレジン Cr

メタルボンド (セミプレ) Cr

メタル In Cr (20k 白金加金 パラ)

ステント・スプリント類 (3D プリント)

カスタムアパットメント (CAD) チタン ジルコニア

保険 Cad/cam 冠

CAD 診断設計データ

3D プリント模型 上 下

シェード



インプラント

メーカー:

種類:

サイズ:

ストローマン

ボーンレベル

RN

備考